

PREBIOTIC CLEAN GEL

Параметр	Описание	
Наименование	PREBIOTIC CLEAN GEL –Гель с пребиотиками для ручной стирки	
Назначение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предназначен для деликатной стирки компрессионного трикотажа, бандажей, ортезов и других видов тканей</li> <li>2. Бережно удаляет даже сильные загрязнения</li> <li>3. Нормализует микрофлору кожи ног</li> </ol>	
Как работает гель	<p>Комплекс пребиотиковBIOLIN насыщает структуру ткани олигосахаридами, способствует поддержанию местного иммунитета кожи, нормализует баланс микрофлоры, препятствует возникновению неприятного запаха во время ношения, позволяет комфортное применение медицинских изделий.</p>	
Действие активных компонентов	<p><b>Биолин</b> - это мощный косметический пребиотик, который за счет избирательной стимуляции усиливает рост и метаболическую активность «хороших» микроорганизмов, на фоне сокращения числа «плохих»</p> <p><b>Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества</b> –способствуют бережному удалению загрязнений с поверхности трикотажа, сохраняя его компрессионные свойства.</p> <p><b>Алоэ Вера</b>– ухаживает за кожей рук во время стирки</p>	
Применение и Дозировка	<p>Выдавите на ладонь небольшое количество средства и нанесите его на смоченную водой ткань. Бережно постирайте изделие. Температура воды не должна превышать 30 градусов. После стирки изделие необходимо прополоскать, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить. Расход геля составляет 5-10 мл на 2 л воды.</p>	
Объем	250 мл	
Срок годности	3 года	